

两大核心技术



One-step
Emission
Technology

Gold Needle
Infusion
Technology


Qlin

ANION THERAPY COMB

PRODUCT MANUAL

address: 2-2, Incubator 3, Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Introduction to Product Structure



Product Usage Instruction

This product must be inserted with two 7-cell batteries to achieve its unique function, please follow the steps below to install the battery properly:

1. Open the battery cover and insert two 7-cell batteries. Install the battery according to the positive and negative terminals, then replace the battery cover.
2. Slide the switch and the indicator lights up, showing that the super ion generator is starting to operate and actively releasing negative ions.
3. If you wish to use the maximum concentration of negative ions while combing your hair, make sure you grip the plated metal sensor on the handle upon using.
4. Upon completion of combing, slide the switch and notice that the indicator light is now off, a sign that the super negative ion generator has stopped working.

Special Note: When the switch is turned on and the indicator lights up, negative ions will be automatically generated. Any sound emitted from the negative ion generator is normal.

Special Features of the Product

1.This anion therapy comb is a hair comb purely derived by the principles of physics, resulting in a negative ion generator which boasts of the latest technology. It is completely free of any chemicals while it treats your hair, allowing you peace of mind while promising a 100% in perfect health care.

2.Subsequently, this anion therapy comb is suitable for both men and women of all ages, with its stylish appearance exclusively designed by American designers to add flair to a luxurious lifestyle. It has a built-in super ion emitter which has a life span of over 30,000 hours. The innovative negative ion technology allows this product to release a continuous flow of negative ions on its dual sides, granting full coverage of every inch of hair and scalp it combs through. It takes only one second to eliminate hair static, and another to smooth your dry hair, lock in moisture to repair damaged cuticles, so that your hair appears instantly silky smooth as you restore its lustre.

3.Negative ions are particles of negatively charged oxygen ions and water molecules in the air. They can penetrate into the hair core to suppress static electricity effectively while moisturizing hair, making hair easy to comb through as the negative ions penetrate into the hair layer. Every strand will turn supple as negative ions also work to combat germs, remove odour, relieve itch, lock in moisture, promote blood circulation, and etc. Eventually, after using the anion therapy comb for an extended period of time, your hair will become healthier naturally.

4.Simultaneously, negative ions can be helpful to our cerebral cortex. It can potentially assist the motor centre's function to regulate the subcortical sympathetic and parasympathetic balance of circulatory control.

5.In addition, negative ions can improve the ion transport mechanism of our vascular endothelial cells and restore the internal ion count within our cells. This is particularly important as based on research done by the Shanghai Institute of Blood Pressure, intracellular sodium increase is one of the important causes of hypertension and also a genetic trait of hypertension.

6.Furthermore, negative ions can unblock blood vessels by accelerating the "thrombosis recanalization". It can improve the condition of deformed red blood cells and prevent thrombosis within microcirculation. Moreover, it can help to prevent vasospasm and the detachment of hardened plaque fragments from the blood vessel walls.

Product Benefits

1.It is easy to carry, and it has a significant effect on easing toothache, migraine and otitis media.

2.The golden plated teeth will produce a high concentration of negative ions that can effectively remove aphids, activate facial cells, and produce beautifying and whitening results.

3.Negative ions of a small-diameter will be emitted in highly concentrated shots via this device. They will then penetrate through the blood-brain barrier to promote blood supply to the brain, strengthen the brain and calm nerves, aside from improving eye sight and providing quick relief to fatigue.

4.Neutralizes hair static, repairs scalp cells and damage to hair scales, making hair more supple, smooth and shiny.

5.Long-term use of this product can stimulate the acupuncture points of the head and enhance the regulating function of the cerebral cortex. It can also prevent hair loss effectively while promoting hair regeneration.

6.The negative ion emission outlet is close to the user's eyes. It can improve visual impairment such as myopia, glaucoma, and presbyopia, apart from combatting the viruses that cause refractory and trachoma.

7.The 24K gold-plated teeth of this comb stimulates body acupuncture points, effectively promoting blood circulation, improving health and the immune system. It is an essential tool for beauty, slimming and health therapy as it dredges the main and collateral channels of the body.



Double-sided Ion Release



360° Smoothing Function



Deep Locks
Moisture and Repairs



Seamless Air
Cushion Comb



Seamless Air
Cushion Comb

Acupoint Combing Method



Baihui Acupoint:

This point is a little way back from the top centre part of your head. You can comb from left to right, all the way down to this area.

Fengchi Acupoint:

It is 3 inches from the parallel point of your ear. You can comb from left to right, all the way down to this area.

Note: Combing through the entire head can help to repair damaged brain and hair cells. These two acupuncture points are often combed to prevent hair loss and strengthen hair roots.

Battery User Safety Precautions

1. Please use the No. 7 AAA dry carbon battery produced by regular manufacturers;
2. To extend the service life of this product, please use batteries of the same brand and same model.
3. Please do not use a mixture of batteries from different brands at the same time, such as old and new batteries, rechargeable and non-rechargeable batteries, or a combination of alkaline, carbon and zinc batteries.
4. Please make sure the batteries are installed according to the indicated positive and negative terminals.
5. Please replace the batteries immediately when the product indicator light shows that the batteries have weakened.
6. Do not remove the batteries from this product when it is not going to be in use for a long time.
7. Please dispose of your old batteries as per the relevant battery disposal regulations. All old batteries should be placed in the designated marked locations to prevent environmental pollution and reduce danger when recycling. Do not burn or bury your old batteries.

Warnings

The words of caution here are relevant to ensure personal safety and avoid property damage. Please make sure you adhere to the following.
Important: Do not immerse this device in water or other liquids.

- 1.This product should not be used, cleaned or maintained by children.
- 2.Please store this product in a place that is out of children's reach.
- 3.Do not use this product in wet areas or any place with water.
- 4.Please do not use this product together with any supplementary device that is not provided by the supplier.
- 5.Please inspect this product for damages prior to using it. If this product is already spoilt or shows signs of damage, please refrain from using it.
- 6.This product is not for the use of the disabled or those unable to use it under safe conditions without any supervision. Please use under guidance and strict surveillance to avoid mishaps.

Product Warranty Card

Your one year warranty starts from the day of your purchase

However, under the following conditions, there will be a small fee charged according to the standard price of all parts' or accessories.

- 1.Accidents caused by the carelessness of users (such as malfunctions or damage caused by movement or collision)
- 2.Product Failure or damage caused by force majeure (e.g. earthquake, tsunami, war and etc.)
- 3.Product failure and damage caused by the repair or modification of the product by any non-authorised after-sales service technician
- 4.Natural wear and tear of spare parts due to daily use
- 5.Product failure after the warranty period is over
- 6.Product damage due to improper packaging while taking it for repair
- 7.Product failure or damage caused by the transportation process (please contact the transportation department).

ANION
THERAPY COMB

Pengenalan Mengenai Struktur Produk



Arahan Penggunaan Produk

Produk ini mesti diisi dengan bateri 7 sel untuk berfungsi dengan unik. Sila ikuti langkah-langkah di bawah untuk memasang bateri dengan betul.

1. Buka penutup bateri dan masukkan bateri 7 sel. Sila pastikan bateri dipasang mengikut susun atur terminal negatif dan positif, setelah itu pasang semula penutup bateri.
2. Hidupkan suis. Setelah suis dihidupkan, lampu penunjuk kuasa akan menyala, menandakan bahawa penjana ion sedang beroperasi secara aktif untuk melepaskan ion negatif.
3. Jika kamu berkehendak untuk menggunakan kepekatan penuh pencurahan ion negatif sewaktu menyikat rambut, sila pastikan bahawa anda menggenggam sensor sentuh yang disadur.
4. Setelah selesai menyikat rambut, matikan suis. Pastikan bahawa lampu penunjuk kuasa sudah tidak menyala, yang menunjukkan bahawa penjana ion negatif telah berhenti sepenuhnya.

Peringatan Penting. Apabila suis dihidupkan dan lampu penanda kuasa sedang menyala, ion negatif secara automatik sedang dijana. Sebarang bunyi daripada penjana ion negatif adalah biasa.

Ciri utama produk

1. Sikat Rambut Rawatan Anion adalah penyikat rambut yang terhasil daripada gabungan prinsip-prinsip fizik. Hasilnya adalah, terciptanya penjana ion negatif yang merupakan teknologi yang terbaru. Produk ini dijamin bebas daripada bahan kimia di dalam proses merawat rambut, yang mana pada waktu yang sama memberi jaminan 100% bahawa produk ini adalah produk penjagaan kesihatan yang sempurna.

2. Seterusnya, Sikat Rambut Rawatan Anion sesuai untuk lelaki dan wanita dari semua peringkat umur. Tambahan lagi dengan penampilan yang sangat bergaya yang direka khas oleh pereka Amerika yang menambah gaya kepada kehidupan mewah. Ia dilengkapi dengan pemancar super ion tersedia yang mempunyai jangka hayat lebih dari 30,000 jam. Teknologi ion negatif yang inovatif ini membolehkan produk ini melepaskan ion negatif secara berterusan pada kedua-dua sisi yang memberikan liputan penuh kepada setiap inci rambut dan kulit kepala sewaktu menyikat. Sesaat diperlukan untuk menghilangkan rambut statik dan sesaat untuk melembutkan rambut anda yang kering, ia juga memerangkap kelembapan untuk memperbaiki kutikula yang rosak, supaya rambut anda kelihatan licin dan lembab, pada masa yang sama kilauan rambut anda dikembalikan.

3. Ion negatif terdiri daripada zarah ion oksigen yang dicas secara negatif dan molekul air di dalam udara. Ia boleh menembusi teras rambut dan menekan elektrik statik dengan berkesan semasa proses melembutkan rambut lantas, menjadikan rambut mudah disikat. Setiap helai rambut akan berubah menjadi lembut kerana ion negatif juga berfungsi untuk memerangi kuman, menghilangkan bau, meredakan gatal, memerangkap kelembapan, menggalakkan peredaran darah dan sebagainya. Kesan penggunaan Sikat Rambut Rawatan Anion secara berterusan akan menjadikan rambut anda lebih sihat secara semulajadi.

4. Ion negatif boleh membantu korteks serebrum kita. Ia berpotensi membantu fungsi pusat motor untuk mengawal selia simpatik subkortikal dan menyeimbangkan kawalan kitaran parasimpatetik.

5. Selain itu, ion negatif juga mampu untuk meningkatkan mekanisme pengangkutan pengangkutan ion sel endothelial vaskular anda dan memulihkan kitaran ion dalaman dalam sel-sel anda.

6. Ion-ion negatif dapat membuka sekatan pada pembuluh darah dengan mempercepatkan "penyesuaian semula trombotik". Ia boleh memperbaiki keadaan sel darah merah yang cacat dan mencegah trombotik di dalam peredaran mikro. Selain itu, ia dapat membantu mencegah vasospasme dan detasmen serpihan plak yang keras dari dinding saluran darah.

Faedah-faedah Produk

1. Mudah dibawa ke mana-mana, dan ia juga mempunyai kesan yang ketara di dalam mengurangkan sakit gigi, migrain dan otitis media.

2. Gigi yang bersalut emas mampu menghasilkan kepekatan ion negatif yang tinggi yang sangat berkesan untuk menghapuskan kutu aphid, mengaktifkan sel-sel muka dan menghasilkan kesan pencerahan yang sangat cantik.

3. Ion-ion negatif berdiameter kecil akan dilepaskan dalam tembakan yang pekat melalui peranti ini. Ia boleh menembusi halangan darah pada otak yang mana sangat membantu untuk melancarkan peredaran bekalan darah kepada otak, menguatkan otak dan meredakan saraf-saraf otak, selain itu, ia membantu meningkatkan kualiti penglihatan serta member kelegaan cepat pada keletihan.

4. Meneutralkan rambut statik, memperbaiki sel bersisik dan merosakkan skala rambut, menjadikan rambut lebih lembut, licin dan berkilat.

5. Penggunaan jangka panjang produk ini boleh merangsang titik akupunktur kepala dan meningkatkan fungsi pengawalseliaan korteks serebrum. Ia juga boleh mencegah keguguran rambut dengan berkesan semasa pertumbuhan semula rambut.

6. Pelepasan ion negatif adalah dekat kepada mata pengguna. Ia boleh mengurangkan potensi kecacatan visual seperti miopia, glaukoma, dan presbyopia, selain memerangi virus yang menyebabkan refraktori dan trakoma.

7. Gigi bersalut yang bersalut 24K emas daripada sikat ini akan merangsang titik akupunktur badan dengan berkesan yang mana membantu menggalakkan peredaran darah, meningkatkan kesihatan dan sistem imunisasi badan. Selain itu, ia adalah alat penting untuk kecantikan, pelangsingan dan terapi kesihatan kerana ia melancarkan saluran meridian badan.



Pelepasan Ion Dua Sisi



360° Fungsi Lancar



Pemerangkap Lembapan dan Pembaikan pulihan



Kusyen Sikat Udara yang Lancar



Pemegang Pintar Bersensor

Kaedah Sikatan Titik Akupunktur



Titik Akupunktur Baihui:

Titik ini adalah sedikit di bawah daripada bahagian pusat atas kepala anda. Anda boleh menyisir dari kiri ke kanan, sepanjang jalan ke kawasan ini.

Titik Akupunktur Fengchi:

Titik ini adalah 3 inci dari titik selari telinga anda. Anda boleh menyisir dari kiri ke kanan, sepanjang jalur kawasan ini.

Perhatian: Menyikat di seluruh kepala boleh membantu untuk memperbaiki otak dan sel rambut yang rosak. Penyikatan pada kedua titik akupunktur ini harus diamalkan untuk mengelakkan keguguran rambut dan menguatkan akar rambut.

Langkah-langkah Keselamatan Penggunaan Bateri

1. Sila gunakan bateri karbon kering No. 7 AAA yang dihasilkan oleh pengeluar yang bertauliah;
2. Untuk melanjutkan jangka hayat perkhidmatan produk ini, sila gunakan bateri daripada jenama dan model yang sama.
3. Jangan gunakan campuran bateri dari jenama yang berlainan atau gabungan bateri lama dan baru, bateri boleh dicas semula dan tidak boleh dicas semula, atau gabungan bateri alkali, karbon dan zink.
4. Sila pastikan bateri dipasang mengikut terminal positif dan negatif yang dinyatakan.
5. Sila ganti bateri dengan segera apabila lampu penunjuk produk menunjukkan bahawa bateri telah lemah.
6. Tanggalkan bateri dari produk ini apabila ia tidak akan digunakan untuk jangka masa yang lama.
7. Sila buang bateri lama anda mengikut langkah-langkah pelupusan bateri yang benar. Semua bateri lama harus diletakkan di tempat yang dikhususkan untuk mencegah pencemaran alam sekitar dan mengurangkan bahaya apabila dikitar semula. Jangan membakar atau menanam bateri lama anda.

Amaran-amaran

Amaran-amaran di sini adalah sangat penting untuk memastikan keselamatan diri dan mengelakkan kerosakan harta benda. Sila pastikan anda mematuhi peraturan-peraturan yang tertera seperti berikut.

Penting: Jangan tenggelamkan peranti ini di dalam air atau cecair lain.

1. Produk ini tidak boleh digunakan, dibersihkan atau diselenggara oleh kanak-kanak.
2. Sila simpan produk ini di tempat yang berada di luar jangkauan kanak-kanak.
3. Jangan gunakan produk ini di kawasan basah atau di mana-mana tempat yang hadirnya air.
4. Jangan gunakan produk ini bersama dengan mana-mana peranti tambahan yang tidak disediakan oleh pembekal.
5. Sila periksa produk sebelum menggunakannya. Jika produk ini sudah rosak atau menunjukkan tanda-tanda kerosakan, anda tidak boleh menggunakannya.
6. Produk ini tidak sesuai digunakan oleh orang kurang upaya atau mereka yang tidak dapat menggunakannya dalam keadaan selamat tanpa sebarang penyeliaan. Sila gunakan di bawah bimbingan dan pengawasan ketat untuk mengelakkan kecelakaan.

Kad Waranti Produk


Waranti satu tahun bermula dari tarikh pembelian anda.

Walau bagaimanapun, berikut adalah syarat-syarat yang mana akan ada yuran kecil yang dikenakan mengikut harga piawai yang ditetapkan bagi semua bahagian atau aksesori.

1. Kemalangan yang disebabkan oleh kecuaiannya pengguna (kegagalan produk berfungsi atau kerosakan yang disebabkan oleh pergerakan atau perlanggaran)
2. Kegagalan Produk atau kerosakan yang disebabkan oleh force majeure (contohnya Gempa Bumi, Tsunami, Perang dan sebagainya)
3. Kegagalan dan kerosakan produk kerana diselenggara atau dibaiki oleh mana-mana juruteknik perkhidmatan yang tidak bertaualiah
4. Kerosakan atau lusuh disebabkan oleh penggunaan harian
5. Kegagalan produk selepas tempoh jaminan berakhir
6. Kerosakan produk kerana pembungkusan tidak wajar semasa mengambilnya untuk dibaiki
7. Kegagalan atau kerosakan produk disebabkan oleh proses penghantaran (sila hubungi syarikat penghantaran yang bertanggungjawab)

负离子经络梳

产品结构介绍



产品使用方法

本产品必须装上两节7号电池才能发挥其独特功效，请按下列步骤正确安装电池：

1. 打开电池盖，放入两颗7号电池，电池正负极请安装正确，盖上电池盖。
2. 滑动开关，指示灯亮起，表明超能离子发动机开始工作，正在释放负离子。
3. 梳发时如果要最大浓度负离子，请手握住手柄上的电镀金属感应片。
4. 梳发完毕，请滑动开关，指示灯灭，表示超能负离子发动机已经停止工作。

特别提示：当打开开关，指示灯亮起，负离子就开始自动产生，任何来自负离子发动机的声音都属于正常现象。

产品主要特点

- 1.负离子经络梳，是一款采用最新负离子发生器技术的纯物理原理的护发梳，彻底避免任何化学品护发，真正实现百分百健康护发。
- 2.负离子经络梳，男女适用，老少皆宜，有美国设计师设计的时尚外观，为您的气质加分。内置超能离子发动机，适用寿命长达30000小时以上.创新的双边同时释放负离子技术，真生实现全面覆盖梳过的每一寸头发和头皮，一秒消除头发静电，顺滑毛躁干枯头发，锁水修复受损鳞片，令头发瞬间如丝绸般柔顺光泽。
- 3.负离子是空气中带负电荷的氧离子和水分子结合而成的微粒，可以渗透进发芯，在滋润秀发的同时，有效抑制静电，使秀发易于梳理。当负离子渗透到发层，每一根头发就会变得柔顺，同时负离子还有杀菌，去除异味，止痒，锁水，促进血液循环等，所以当您长期使用负离子梳，您的头发就会越来越健康。
- 4.负离子可调整大脑皮层，恢复大脑皮层下血管运动中枢的调整作用，是皮层下交感神经和副交感神经平衡。
- 5.负离子可改善血管内皮细胞离子转运机制，使细胞内钠离子恢复正常。上海高血压病研究所指出，细胞内钠增加是高血压发病重要原因之一，也是高血压遗传因素。
- 6.负离子可通过加速“血栓机化再通”，打通堵塞血管。可改善红细胞变形能力，防止微循环血栓形成。可防止血管痉挛，防止硬化斑块碎片的脱落。

产品功效

- 1.便于携带，通经活络，对调理牙痛、偏头痛、中耳炎有显著的效果。
- 2.金针离子导入高浓度负离子有效去除螨虫，激活面部细胞、美容美白。
- 3.单级高浓度小粒径负离子穿透血脑屏障，促进脑神经的血液供应，健脑安神，聪耳明目、并可快速缓解疲劳。
- 4.中和头发静电，修复头皮细胞及发丝的鱼鳞状损伤，使头发更柔顺，滑亮有光泽。
- 5.长期使用可以刺激头部穴位及增强脑皮质的功能调节，疏通血管有效预防脱发，促进毛发再生。
- 6.反面负离子风孔贴近眼部,改善近视、青光眼、老花等视力障碍，杀灭顽固性沙眼病毒。
7. 24K金梳针刺刺激身体穴位，有效促进血液循环，改善亚健康，提高免疫力是美容纤体，健康理疗之疏通经络必备工具。



穴位梳理操作法



百合穴:

头顶中间偏后一点点位置, 也可以从左到右往下依次梳过来

风池穴:

与耳朵平行3寸左右位置, 也可以从左到右往下依次梳过来

注: 全头梳理, 可以修复受损的脑细胞和发质。常梳这2个穴位, 能防止脱发, 固发。

电池使用注意事项

1. 请使用正规厂家生产的七号AAA干电池;
2. 电池请使用同一品牌。同一型号, 有助产品延长使用寿命;
3. 请不要同时混合使用不同品牌电池, 新旧电池, 充电电池, 碱性碳锌电池;
4. 电池正负极请安装正确;
5. 指示灯亮度微弱电力不够时, 请及时更换新电池;
6. 长时间不使用本产品时, 请取出电池;
7. 请您根据相关旧电池的处理规定来处理您的旧电池, 旧电池应该放在一个特定标示的地方, 以防止对环境产生污染, 以及回收时候不会产生危险。请您不要焚烧和埋掉电池。

警告事项

警告事项关联人身安全及财产损失，请务必遵守。

重要：不要把机器浸入水或其他液体。

- 1.此款产品不能由孩子自己使用，清洁及保养。
- 2.此款产品存放在孩子不能接触到的地方。
- 3.不要在有水的地方使用此产品。
- 4.使用此产品时候，不要使用其他任何没有提供的辅助产品。
- 5.使用此产品前，要检查产品是否损坏；如果产品损坏或是被摔打之后，请不要使用此产品，请联系我们的客服。请不要自行维修此产品。
- 6.无安全行为能力或是身体有缺陷的人不能独自使用此产品，除非在正确的指导和严格的督促下才能使用。

产品保修卡

自购买之日起，保修一年。

如遇下列情况，则按维修零件价格标准收取一定费用。

- 1.人为处理上的过失（如：移动、碰撞所造成的故障或损坏）
- 2.因不可抗力造成的故障或损坏（如：地震、海啸、战争等）
- 3.非本公司授权的售后维修技术人员对产品进行拆修或改装导致的故障及损坏
- 4.零配件与日常使用的自然损耗
- 5.超过保修期后的故障或损坏
- 6.送修时因包装不妥导致手动过程中损坏
- 7.因运输过程中造成的故障或损坏（请与运输部门联系）